

Anticuerpo Policlonado De Conejo Contra El Factor H Del Complemento Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08603

Número de artículo: CM0022488



Introducción

Anticuerpo policlonado de conejo contra el Factor H del Complemento humano (CFH), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para el estudio de la regulación de la vía alternativa del complemento y la degeneración macular asociada a la edad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Factor H del Complemento Rabbit pAb
Notas/Alias	FH; HF; HF1; HF2; HUS; FHL1; AHUS1; AMBP1; ARMD4; ARMS1; CFHL3; Complement factor H
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	3075
ID del Gen	3075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-323 del Factor H del Complemento humano (NP_000177.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08603
Peso de la Proteína	139kDa
Envío	Bolsa de hielo