


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Comt Para Wb Y Elisa - P21964

Número de artículo: CM0010150



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la COMT humana (catecol O-metiltransferasa), apto para Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con humano y rata. Peso molecular predicho de 30 kDa. Ideal para investigación en metabolismo de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COMT Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HEL-S-98n; COMT
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1312
ID del gen	1312
Inmunógeno	Péptido sintético; Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la COMT humana (P21964).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Rata
SWISS	P21964
Peso molecular de la proteína	30kDa
Envío	Bolsa de hielo