


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Comt Para Wb, Elisa - P21964

Número de artículo: CM0027828



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al COMT humano (Catecol O-metiltransferasa), reactivo con humano, ratón y rata. Validado para WB y ELISA. Ideal para la investigación del metabolismo de las catecolaminas y la degradación de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEL-S-98n; COMT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1312
GeneID	1312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 42-221 del COMT humano (NP_009294.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21964
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo