


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Comt Para Wb, If/Icc, Elisa - P21964

Número de artículo: CM0021102



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la catecol O-metiltransferasa (COMT) validado para WB, IF/ICC, ELISA en humanos, ratón, rata. Ideal para estudios del metabolismo de neurotransmisores - P21964.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] COMT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HEL-S-98n; [Validado por KD] COMT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1312
GeneID	1312
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 51-271 de la COMT humana (NP_000745.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P21964
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo