


Anticuerpo Monoclonal Anti-Conexina 43 Para Wb Y Elisa - P17302

Número de artículo: CM0007044



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Conexina 43 validado para WB, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Se dirige a la proteína alfa-1 de unión gap, clave para la señalización intercelular y la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conexina 43 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Conexina 43
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2697
GeneID	2697
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 300-382 de la Conexina 43 humana (NP_000156.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17302
Peso Proteico	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo