


Anticuerpo Policlonal Anti-Conectina 43 Para Wb, Elisa - P17302

Número de artículo: CM0023271



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Conectina 43 humana (Cx43/GJA1). Adecuado para WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biología de uniones gap e inmunidad innata antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conectina 43 Rabbit pAb
Notas/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Connexin 43
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2697
GeneID	2697
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 283-382 de la Conectina 43 humana (NP_000156.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17302
Peso de la Proteína	43kDa
Envío	Bolsa de hielo