


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Conectina 43 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P17302

Número de artículo: CM0013551



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra la Conectina 43 (Cx43, GJA1) humana. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre uniones gap, corazón e inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conectina 43 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HSS; CMDR; CX43; EKVP; GJAL; ODDD; AVSD3; EKVP3; HLHS1; PPKCA; Conectina 43
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2697
ID del gen	2697
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 233-382 de la Conectina 43 humana (NP_000156.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17302
Peso de la proteína	43 kDa
Envío	Bolsa de hielo