

Anticuerpo Monoclonal Anti-Contactina 2 Para Wb Y Elisa - Q02246

Número de artículo: CM0010416



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Contactina-2 humana, validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón. Adecuado para investigación en neurociencia sobre dominios axonales y adhesión celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Contactina 2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactina 2
Especie	Humana
ID del gen (Humano)	6900
ID del gen	6900
Inmunógeno	Péptido sintético - Péptido sintético correspondiente a una secuencia de los aminoácidos 1-100 de la Contactina 2 humana (Q02246).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q02246
Peso de la proteína	113kDa
Envío	Bolsa de hielo