

Anticuerpo Monoclonal Anti-Copa Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53621

Número de artículo: CM0003629



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante dirigido contra COPA (alfa-COP, subunidad alfa del coatómero). Validado para Western blot, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Adecuado para la investigación del tráfico intracelular y las vesículas COPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COPA Rabbit mAb
Observaciones/Alias	AILJK; HEP-COP; alfa-COP; COPA
Especie	Humano
GenelD (Humano)	1314
GenelD	1314
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del COPA humano (P53621).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P53621
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo