

Anticuerpo Policlonal Anti-Copa Para Wb Y Elisa - P53621

Número de artículo: CM0021536



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la COPA humana (subunidad alfa del coatómero). Validado para Western blot y ELISA; presenta reacción cruzada con ratón. Ideal para estudiar el tráfico de vesículas COPI y la función del Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	COPA Conejo pAb
Observaciones/Alias	AILJK; HEP-COP; alfa-COP; COPA
Especie	Humano
GeneID	1314
Inmunógeno	Péptido sintético (aa 550-650 de la COPA humana, NP_001091868.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P53621
Peso Proteico	138kDa
Envío	Bolsa de hielo