

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Copb2 Para Wb, Elisa - P35606

Número de artículo: CM0002348

### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra COPB2, validado para Western blot y ELISA. Detecta COPB2 humano y de ratón (subunidad beta' del coatómero) involucrado en el transporte ER-Golgi, 102kDa. Ideal para investigación en tráfico vesicular y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                               |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto           | Anticuerpo monoclonal de conejo COPB2                                                                                               |
| Observaciones/Alias           | OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2                                                                                                      |
| Especie                       | Humano                                                                                                                              |
| ID del Gen (Humano)           | 9276                                                                                                                                |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 657-906 del COPB2 humano (NP_004757.1) |
| Fuente                        | Conejo                                                                                                                              |
| Categoría                     | Anticuerpos Monoclonales                                                                                                            |
| Aplicación                    | WB, ELISA                                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada           | Humano, Ratón                                                                                                                       |
| SWISS                         | P35606                                                                                                                              |
| Peso Molecular de la Proteína | 102kDa                                                                                                                              |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                      |