


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Copb2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P35606

Número de artículo: CM0006747



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-COPB2 validado para WB, IF/ICC y ELISA en muestras humanas. Dirigido contra la subunidad beta' del coatómero, beta'-COP (p102), un componente clave de las vesículas COPI, importantes para el transporte retrógrado del Golgi al RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COPB2 Rabbit mAb
Observaciones/alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Especie	Humana
GeneID (humano)	9276
GeneID	9276
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 657-906 de COPB2 humano (NP_004757.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	P35606
Peso de la proteína	102 kDa
Envío	Bolsa de hielo