


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Copb2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35606

Número de artículo: CM0030066



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido a COPB2, apto para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta COPB2 de humano, ratón y rata (~102 kDa). Ideal para estudiar la función del complejo de coatómero en el tráfico golgiense y el transporte de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COPB2 Rabbit pAb
Notas/Alias	OPDD; MCPH19; beta'-COP; COPB2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	9276
ID de Gen	9276
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 657-906 de la COPB2 humana (NP_004757.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35606
Peso Molecular	102kDa
Envío	Bolsa de hielo