


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cope Para Wb Y Elisa - O14579

Número de artículo: CM0017304



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige al COPE humano (epsilon-COP), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada a ratón y rata. Útil para estudiar el transporte de vesículas COPI y la función del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COPE Rabbit pAb
Observaciones/Alias	epsilon-COP; COPE
Especie	Humano
GenelD (humano)	11316
GenelD	11316
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-308 del COPE humano (NP_009194.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14579
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo