


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Copg1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y678

Número de artículo: CM0017689



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo COPG1 para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con COPG1 humano, de ratón y de rata (subunidad gamma-1 del coatómero, ~98 kDa). Fiable para investigación en transporte del Golgi y vesículas COPI.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COPG1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	COPG; COPG1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	22820
ID del Gen	22820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 555-874 de COPG1 humano (NP_057212.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y678
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo