

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Copg2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Número de artículo: CM0016527

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra COPG2 (gamma-2-COP), una subunidad del coatomero implicada en el transporte vesicular del aparato de Golgi. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para estudios sobre transporte retrógrado y tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COPG2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26958
GeneID	26958
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 542-871 del COPG2 humano (NP_036265.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBF2
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo