

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Copg2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Ubf2

Número de artículo: CM0015880

Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo COPG2 de CamelBio (pAb) está validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA y reacciona con COPG2 humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación del complejo coatómero y el transporte del Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo COPG2
Observaciones/Alias	2-COP; gamma-2-COP; COPG2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	26958
GeneID	26958
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 542-871 del COPG2 humano (NP_036265.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBF2
Peso Proteico	98kDa
Envío	Bolsa de hielo