

Anticuerpo Policlinico Anti-Cops3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uns2

Número de artículo: CM0030559



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COPS3 humano, una subunidad del signalosoma COP9 que regula la degradación dependiente de ubiquitina. Adecuado para WB, IF/ICC y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de signalosoma y ligasas cullina-RING.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COPS3 Rabbit pAb
Notas/Alias	CSN3; SGN3; COPS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8533
GeneID	8533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 194-423 de COPS3 humano (NP_003644.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNS2
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo