

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cops3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uns2

Número de artículo: CM0002684



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra la COPS3 humana (subunidad 3 del complejo señalosoma COP9). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de la vía de la ubiquitina y del señalosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo COPS3
Observaciones/Alias	CSN3; SGN3; COPS3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8533
GeneID	8533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 320-423 de la COPS3 humana (Q9UNS2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNS2
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo