


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cops6 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7L5N1

Número de artículo: CM0029756



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo COPS6 para WB, IF/ICC, ELISA contra humano, ratón, rata; subunidad 6 del signalosoma COP9 de 36kDa. Ideal para investigación de vía de ubiquitina, signalosoma y denedilación.

[Aprende más](#)

Especificación	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo COPS6
Observaciones/Alias	CSN6; MOV34-34KD; COPS6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10980
GeneID	10980
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene los aminoácidos 58-327 de COPS6 humano (NP_006824.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L5N1
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo