


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cops7A Para Wb, Elisa - Q9Ubw8

Número de artículo: CM0025615



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COPS7A humano (CSN7a), validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para estudios del signalosoma COP9, vía de la ubiquitina y degradación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COPS7A Conejo pAb
Observaciones/Alias	CSN7, CSN7A, SGN7a, COPS7A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	50813
GeneID	50813
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-275 de COPS7A humano (NP_057403.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UBW8
Peso Proteico	30kDa
Envío	Bolsa de hielo