


Anticuerpo Policlonal Anti-Cops8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q99627

Número de artículo: CM0015522



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-COPS8 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Detecta COPS8 en humano, ratón y rata. Se dirige a la subunidad 8 del signalosoma COP9 para la investigación de la vía de la ubiquitina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COPS8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COP9; CSN8; SGN8; COPS8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10920
GeneID	10920
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-209 del COPS8 humano (NP_006701.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99627
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo