

Anticuerpo Policlonal Anti-Copz1 Para Wb, If, Elisa - P61923

Número de artículo: CM0013431



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la subunidad zeta-1 del coatómero (COPZ1) validado para WB, IF/ICC y ELISA. Apto para muestras humanas y de ratón; detecta una proteína de ~20 kDa implicada en el transporte del Golgi al RE. Ideal para investigación en biología molecular e IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificaciones
Nombre del Producto	COPZ1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	COPZ; CGI-120; HSPC181; zeta-COP; zeta1-COP; COPZ1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	22818
GeneID	22818
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P61923
Peso Proteico	20kDa
Envío	Bolsa de hielo