

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Coq10B Para Wb Y Elisa - Q9H8M1

Número de artículo: CM0014635

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína humana COQ10B (Proteína de unión a coenzima Q COQ10 homólogo B, mitocondrial). Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de la cadena respiratoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COQ10B Conejo pAb
Observaciones/Alias	COQ10B
Especie	Humano
GeneID	80219
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 38-150 de la COQ10B humana (NP_079423.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9H8M1
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo