

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Coq3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzj6

Número de artículo: CM0029810

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-COQ3 validado para WB, IF/ICC y ELISA. Se dirige a la O-metiltransferasa de biosíntesis de ubiquinona mitocondrial. Presenta reactividad cruzada con COQ3 de humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de la ruta de la ubiquinona.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo COQ3
Observaciones/Alias	DHHBMT; bA9819.1; DHHBMTASE; UG0215E05; COQ3
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	51805
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-369 de COQ3 humano (NP_059117.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NZj6
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo