


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Coq7 Para Wb Y Elisa - Q99807

Número de artículo: CM0027974



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a COQ7 humana (3-demetoxyubiquinona 3-hidroxilasa dependiente de NADPH), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de biosíntesis de ubiquinona y respuesta al estrés mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COQ7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CAT5; CLK1; CLK-1; COQ10D8; COQ7
Especie	Humano
ID del gen	10229
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 37-217 de COQ7 humano (NP_057222.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99807
Peso proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo