

Anticuerpo Policlonal Anti-Cor28 Para Wb Y Elisa - Q8L983

Número de artículo: CM0021097

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COR28 de Arabidopsis thaliana para Western blot y ELISA. Adecuado para estudios del reloj circadiano y estrés por frío en la investigación vegetal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COR28 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	F17I5.170; F17I5_170; COR28
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID	829544
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 50-170 de COR28 de Arabidopsis thaliana (NP_567946.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8L983
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo