

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Coro1A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P31146

Número de artículo: CM0026223

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo CORO1A validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Detecta coronina-1A humana, de ratón y de rata, una proteína de unión a actina de 51 kDa implicada en la maduración de fagosomas y la motilidad celular. Ideal para investigación en inmunología e infecciones.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	CORO1A Conejo pAb
Observaciones/Alias	p57, IMD8, TACO, CLABP, HCORO1, CLIPINA, CORO1A
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	11151
ID de Gen	11151
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 362-461 de CORO1A humana (NP_001180262.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P31146
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo