

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Coro1B Para Wb Y Elisa - Q9Br76

Número de artículo: CM0016920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra CORO1B humano (Coronina-1B), validado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Ideal para la investigación de la motilidad celular, la dinámica de la actina y el citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	CORO1B pAb de conejo
Observaciones/Alias	CORONIN-2; CORO1B
Especie	Humano
ID del gen	57175
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 380-489 de CORO1B humano (NP_065174.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	Q9BR76
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo