

Anticuerpo Policlonal Anti-Cortactina Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14247

Número de artículo: CM0029247



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la cortactina humana (EMS1), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación del citoesqueleto y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo contra Cortactina
Observaciones/Alias	EMS1; Cortactina
Especie	Humano
GenelD (humano)	2017
GenelD	2017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 301-400 de la Cortactina humana (NP_005222.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14247
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo