

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cortactina Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q14247

Número de artículo: CM0008820



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra la Cortactina humana (CTTN/EMS1), validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar el citoesqueleto de actina y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-Cortactina
Observaciones/Alias	EMS1; Cortactina
Especie	Humana
GeneID (humano)	2017
GeneID	2017
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Cortactina humana (Q14247)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q14247
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo