


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cotl1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q14019

Número de artículo: CM0029944



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína similar a coactosina (COTL1/CLP), validado para WB, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido a la proteína chaperona de 16 kDa que se une a actina y a 5LO. Ideal para estudios de citoesqueleto y biosíntesis de leucotrienos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COTL1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLP; COTL1
Especie	Humano
ID del gen	23406
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-142 de la COTL1 humana (NP_066972.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14019
Peso molecular de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo