


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Coup-Tfii/Nr2F2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P24468

Número de artículo: CM0007431



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra COUP-TFII/NR2F2 (ARP-1) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de receptores nucleares y regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Especificación	Detalles
Nombre del Producto	COUP-TFII/NR2F2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	ARP1; ARP-1; CHTD4; NF-E3; SRXX5; SVP40; COUPTF2; COUPTFB; TFCOUP2; COUPTFII
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7026
GeneID	7026
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 5-100 de COUP-TFII/NR2F2 humano (NP_066285.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P24468
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo