

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox Iv Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13073

Número de artículo: CM0003614



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra COX IV humana (subunidad 4 isoforma 1 de la citocromo c oxidasa). Validado para WB, IHC-P y ELISA; presenta reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación y diagnóstico en el área de mitocondrias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra COX IV
Observaciones/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1; COX IV
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	1327
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13073
Peso de la proteína	20kDa
Envío	Bolsa de hielo