

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox Iv Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P13073

Número de artículo: CM0004668



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra COX IV (COX4I1), validado para western blot, IP, inmunofluorescencia, IHC y ELISA. Reacciona con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de respiración mitocondrial y fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] COX IV Ac m de Conejo
Observaciones/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
Especies	Humano
ID del Gen (Humano)	1327
ID del Gen	1327
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-98 de COX IV humana. (NP_001852.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P13073
Peso Molecular de la Proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo