


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox Iv Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P19783

Número de artículo: CM0029255



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta especificidad dirigido a COX IV (subunidad 4 isoforma 1 del citocromo c oxidasa) validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para estudios de respiración mitocondrial y fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo COX IV
Observaciones/Alias	COX4; COXIV; COX4-1; COXIV-1; MC4DN16; COX IV-1
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	1327
ID del Gen	12857
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-98 del COX IV de ratón (NP_001280488.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19783
Peso Proteico	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo