


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00397

Número de artículo: CM0007070



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la subunidad 1 del citocromo c oxidasa (COX1). Validado para inmunotransferencia (Western blot), IHC-P, IF/ICC y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Esencial para estudiar la función de la cadena respiratoria mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-COX1
Observaciones/Alias	CoxI; COX1
Especie	Ratón
ID del Gen (Ratón)	17708
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 414-514 de COX1 humana (NP_904330.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P00397
Peso Molecular de la Proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo