

Anticuerpo Policlonal Anti-Cox15 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q7Kzn9

Número de artículo: CM0014705

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COX15 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Ideal para investigación de biosíntesis de hemo A, función mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COX15 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MC4DN6; CEMCOX2; COX15
Especies	Humano
GenelD (humano)	1355
GenelD	1355
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 de COX15 humano (NP_510870.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7KZN9
Peso Proteico	46kDa
Envío	Bolsa de hielo