

Anticuerpo Policlonal Anti-Cox1/Ptgs1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23219

Número de artículo: CM0029922



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COX1/PTGS1, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Adecuado para estudios de inflamación y biosíntesis de prostaglandinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COX1/PTGS1 Rabbit pAb
Notas/Alias	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5742
GeneID	5742
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23219
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo