

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox1/Ptgs1 Para Wb, Elisa - P23219

Número de artículo: CM0005166



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo COX1/PTGS1 validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada humana y de ratón. Ideal para estudiar la biosíntesis de prostaglandinas, la respuesta inflamatoria y la activación plaquetaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Ac. mAb de Conejo COX1/PTGS1
Observaciones/Alias	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5742
ID del Gen	5742
Inmunógeno	Péptido Sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P23219
Peso Proteico	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo