


Anticuerpo Policiano Anti-Cox2/Ptgs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Número de artículo: CM0017522



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COX2/PTGS2 humano (aa 375-604). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona cruzadamente con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre inflamación, biosíntesis de prostaglandinas y áreas relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policiano Anti-COX2/PTGS2
Observaciones/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5743
GeneID	5743
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 375-604 de COX2/PTGS2 (NP_000954.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35354
Peso de la Proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo