


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox2/Ptgs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35354

Número de artículo: CM0009050



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a COX2/PTGS2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta COX2 humano, de ratón y de rata. Ideal para el estudio de inflamación, síntesis de prostaglandinas y mediadores pro-resolutivos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COX2/PTGS2 mAb de conejo
Observaciones/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS; COX2/PTGS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5743
GeneID	5743
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 505-604 de COX2/PTGS2 humano (P35354).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35354
Peso de la proteína	69kDa
Envío	Bolsa de hielo