


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox2/Ptgs2 Para Wb - P35354

Número de artículo: CM0005173



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra COX2/PTGS2 humano. Validado para WB, IP, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en inflamación, cáncer y prostaglandinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COX2/PTGS2 mAb de Conejo
Observaciones/Alias	COX2; COX-2; PHS-2; PGG/HS; PGHS-2; hCox-2; GRIPGHS
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	5743
ID del Gen	5743
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35354
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo