


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox2/Ptgs2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q05769

Número de artículo: CM0024999



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra COX2/PTGS2 de ratón. Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Adecuado para estudios sobre biosíntesis de prostaglandinas, inflamación y vías de resolución. Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aminoácidos 101-210.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	COX2/PTGS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COX2; Cox-2; PES-2; PHS-2; Pghs2; TIS10; PGHS-2; PHS II; gripghs
Especie	Ratón
GeneID (humano)	5743
GeneID	19225
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-210 de COX2/PTGS2 de ratón (NP_035328.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q05769
Peso Proteico	69 kDa
Envío	Bolsa de hielo