

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cox5A (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, If, Elisa - P20674

Número de artículo: CM0010766



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra la COX5A humana, una subunidad del citocromo c oxidasa mitocondrial. Validado para WB, IHC-P, IF y ELISA; reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación en mitocondrias y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KD] COX5A Ac. mAb de Conejo
Observaciones/Alias	VA; COX; COX-VA; MC4DN20
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9377
GeneID	9377
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20674
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo