

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox5A Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20674

Número de artículo: CM0022173



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la COX5A humana, validado en modelos de knockout. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Detecta una proteína mitocondrial de 16 kDa. Ideal para investigación en fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] COX5A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	COX5A; COX; COX-VA; VA; subunidad 5A del citocromo c oxidasa; 5A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	9377
ID del gen	9377
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la COX5A humana (NP_004246.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20674
Peso de la proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo