

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox5A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P20674

Número de artículo: CM0027234



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra COX5A validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre el complejo IV mitocondrial. SWISS: P20674.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COX5A Rabbit pAb
Notas/Alias	VA; COX; COX-VA; MC4DN20; COX5A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9377
GeneID	9377
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 de la COX5A humana (NP_004246.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P20674
Peso de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo