

Anticuerpo Monoclonal Anti-Cox5B Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P10606

Número de artículo: CM0005860



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón dirigido a COX5B humano (subunidad 5B de la citocromo c oxidasa, mitocondrial). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno de proteína de fusión recombinante. Para investigación en fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COX5B mAb de ratón
Observaciones/Alias	COXVB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1329
GeneID	1329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-129 de la COX5B humana (NP_001853.2)
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10606
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo