


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cox5B Para Wb - P10606

Número de artículo: CM0006644



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-COX5B validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reconoce COX5B humano, de ratón y de rata, una subunidad de 13 kDa de la citocromo c oxidasa en la cadena respiratoria mitocondrial. Ideal para la investigación mitocondrial y metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra COX5B
Observaciones/Sinónimo	COX5B; COXVB; subunidad 5B de la citocromo c oxidasa
Especie	Humano
ID del gen (humano)	1329
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-129 de la COX5B humana (NP_001853.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P10606
Peso de la proteína	13 kDa
Envío	Bolsa de hielo