

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Cox5B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10606

Número de artículo: CM0025308



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo COX5B se dirige contra la subunidad 5B de la citocromo c oxidasa mitocondrial, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Peso de 14kDa. Ideal para investigación de fosforilación oxidativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	COX5B pAb de conejo
Observaciones/Alias	COXVB; COX5B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	1329
GeneID	1329
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-129 de la COX5B humana (NP_001853.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P10606
Peso de la proteína	14kDa
Envío	Bolsa de hielo